

病児保育室「愛あいルーム」だより

令和5年5月発行

草木の緑が鮮やかになってきました。今月より、新型コロナウイルスが季節性インフルエンザと同じ5類扱いとなり、外出の機械も増えていることと思います。感染性胃腸炎の報告が多くみられ、インフルエンザも発生しているので、愛あいルームでは、引き続き換気や消毒など感染予防に努めていきたいと思っています。また、新しい環境で体調を崩しやすい時期です。規則正しい生活を心がけて行きましょう。

病児保育事業の登録について

★利用には登録が必要です

利用には、年度ごとに1回登録申請書が必要です。利用と同時に申請することもできますが、事前登録をおすすめします。1枚の申請書ですべての施設への登録ができます。

◎登録申請受付場所(下記のいずれかにご提出ください)

- ・市役所子ども育成課(窓口へ持参または郵送)
- ・実施施設

※後日「登録通知書」を送付しますので、内容をご確認のうえ、保管してください。
通知書がお手元に届いていなくても利用は可能です。



★登録申請の年度の区切りは、


令和5年度は、**令和5年7月～令和6年6月**となります。ご注意ください。

「愛あいルーム」の受け入れについて

愛あいルーム利用にあたり、4/5(土)より、受け入れ制限が変更となりました。利用する場合の確認事項を、三愛病院ホームページに載せていますので、ご確認ください。
※5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取り扱いが2類から5類に移行しますが、従来通り陽性者の受け入れはできません。また、今後感染状況に応じて受け入れ状況などを変更する可能性があります。ご了承ください。

正しい体温測定方法

1. ワキのくぼみの中央に体温計の先端を当てます。
2. 体温計が上半身に対し 30 度くらいの角度になるようにして、ワキをしっかり閉じます。
赤ちゃんをひざにのせ、うしろから抱きかかえるようにして測定すると、ワキをしっかり閉じることができます。赤ちゃんが眠っている場合も、手で押さえてワキを閉じてあげましょう。
3. そのまま動かさないようにします。
予測式体温計なら電子音が鳴るまで待ちます。
水銀体温計や実測式体温計の場合は、10 分以上たってから取り出します。



参考：テルモ体温研究所 HP

お知らせ

4/5(土)より三愛病院内小児科と整形の診察室の場所を変更しました。お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。